

EZ post



- для протезов с цементной фиксацией
- эстетичный золотой цвет
- 2 типа высоты абатмента (5,5 и 7,0)
- 4 диаметра (4,0 5,0 6,0 7,0)
- 4 высоты десны (2,0 3,0 4,0 5,0)
- фиксирующий винт в комплекте

Тип	Артикул	Диаметр профиля	Высота десны (мм)	Высота абатмента (мм)
Шестигранник	AANEPH4025L	Ø 4.0	2	5.5
	AANEPH4035L		3	
	AANEPH4045L		4	
	AANEPH4055L		5	
	AANEPH4027L		2	7
	AANEPH4037L		3	
	AANEPH4047L		4	
	AANEPH4057L		5	
Без Шестигранника	AANEPN4025L	Ø 4.0	2	5.5
	AANEPN4035L		3	
	AANEPN4045L		4	
	AANEPN4055L		5	
	AANEPN4027L		2	7
	AANEPN4037L		3	
	AANEPN4047L		4	
	AANEPN4057L		5	
Шестигранник	AANEPH5025L	Ø 5.0	2	5.5
	AANEPH5035L		3	
	AANEPH5045L		4	
	AANEPH5055L		5	
	AANEPH5027L		2	7
	AANEPH5037L		3	
	AANEPH5047L		4	
	AANEPH5057L		5	
Без Шестигранника	AANEPN5025L	Ø 5.0	2	5.5
	AANEPN5035L		3	
	AANEPN5045L		4	
	AANEPN5055L		5	
	AANEPN5027L		2	7
	AANEPN5037L		3	
	AANEPN5047L		4	
	AANEPN5057L		5	

Тип	Градус	Артикул	Диаметр профиля	Высота десны (мм)	Высота абатмента (мм)
Шестигранник		AANEPH6025L	Ø 6.0	2	5.5
		AANEPH6035L		3	
		AANEPH6045L		4	
		AANEPH6055L		5	
		AANEPH6027L		2	7
		AANEPH6037L		3	
		AANEPH6047L		4	
		AANEPH6057L		5	
Без Шестигранника		AANEPN6025L	Ø 6.0	2	5.5
		AANEPN6035L		3	
		AANEPN6045L		4	
		AANEPN6055L		5	
		AANEPN6027L		2	7
		AANEPN6037L		3	
		AANEPN6047L		4	
		AANEPN6057L		5	
Шестигранник		AANEPH7025L	Ø 7.0	2	5.5
		AANEPH7035L		3	
		AANEPH7045L		4	
		AANEPH7055L		5	
		AANEPH7027L		2	7
		AANEPH7037L		3	
		AANEPH7047L		4	
		AANEPH7057L		5	
Без Шестигранника		AANEPN7025L	Ø 7.0	2	5.5
		AANEPN7035L		3	
		AANEPN7045L		4	
		AANEPN7055L		5	
		AANEPN7027L		2	7
		AANEPN7037L		3	
		AANEPN7047L		4	
		AANEPN7057L		5	

Ортопедические компоненты

UCLA приливаемый абатмент (золото)



Тип	Артикул	Диаметр (мм)	Высота десны (мм)	Высота абатмента (мм)
С шестигранником	AANGAH4012L	Ø 4.0	1	11
Без шестигранника	AANGAN4012L			

- Винт в комплекте
- для изготовления индивидуальных абатментов в нестандартных случаях
- для отливки должны использоваться драг. сплавы
- температура плавления которых не выше 1400-1450 градусов по Цельсию
- бороздки на пластиковой основе улучшают ретенцию воска/пластмассы

Циркониевый абатмент



Тип	Артикул	Высота десны (мм)	Диаметр (мм)	Высота абатмента (мм)
С шестигранником	AANZAH5012L	1	Ø 5.0	11
Без шестигранника	AANZAN5012L			

- Винт в комплекте
- для эстетически значимых зон
- естественный белый цвет пресинтеризованных циркониевых цилиндров
- титановая основа для оптимального прилегания и прочности

Обтачиваемый абатмент




Артикул	Диаметр	Высота десны (мм)	Высота абатмента (мм)
AANMAH4029L	Ø 4.0	2	9
AANMAH4039L		3	
AANMAH4049L		4	
AANMAH4059L	Ø 5.0	5	
AANMAH5029L		2	
AANMAH5039L		3	
AANMAH5049L		4	
AANMAH5059L		5	
AANMAH6029L	Ø 6.0	2	
AANMAH6039L		3	
AANMAH6049L		4	
AANMAH6059L		5	
AANMAH7029L	Ø 7.0	2	
AANMAH7039L		3	
AANMAH7049L		4	
AANMAH7059L		5	

- фиксирующий винт в комплекте
- длинное тело абатмента с 4 размерами десневой части позволяют индивидуализировать абатмент путем фрезерования
- бороздки для обозначения высоты абатменты

Угловой абатмент

HEX-E - угол шестигранника направлен вестибулярно
 HEX - плоская грань шестигранника направлена вестибулярно



- 2 угла наклона (15\25)
- 3 типа высоты абатмента (4.0 / 5.5 / 7.0)
- 4 различных диаметра профиля (4.0 / 5.5 / 6.0 / 7.0)
- 4 типа высоты десны (2 / 3 / 4 / 5)
- возможно 12 положений абатмента (6 для абатментов HEX и 6 для абатментов HEX-E)
- уменьшенная головка фиксирующего винта облегчает препарирование
- возможность углубить уступ на 1мм\эстетичное золотое покрытие
- уникальная возможность коррекции углового абатмента в 12 позициях (с шагом 30 градусов)

Тип	Градус	Артикул	Диаметр профиля	Высота десны	Высота абатмента
HEX	15	AANAAN4215L	Ø 4.0	2	7
		AANAAN4315L		3	
		AANAAN4415L		4	
		AANAAN4515L		5	
HEX-E	15	AANAAN4215L		2	
		AANAAN4315L		3	
		AANAAN4415L		4	
		AANAAN4515L		5	
HEX	25	AANAAN4225L		2	
		AANAAN4325L		3	
		AANAAN4425L		4	
		AANAAN4525L		5	
HEX-E	25	AANAAN4225L		2	
		AANAAN4325L		3	
		AANAAN4425L		4	
		AANAAN4525L		5	
HEX	15	AANAAN5215L	Ø 5.0	2	7
		AANAAN5315L		3	
		AANAAN5415L		4	
		AANAAN5515L		5	
HEX-E	15	AANAAN5215L		2	
		AANAAN5315L		3	
		AANAAN5415L		4	
		AANAAN5515L		5	
HEX	25	AANAAN5225L		2	
		AANAAN5325L		3	
		AANAAN5425L		4	
		AANAAN5525L		5	
HEX-E	25	AANAAN5225L		2	
		AANAAN5325L		3	
		AANAAN5425L		4	
		AANAAN5525L		5	

Тип	Градус	Артикул	Диаметр профиля	Высота десны	Высота абатмента
HEX	15	AANAAN6215L	Ø 6.0	2	7
		AANAAN6315L		3	
		AANAAN6415L		4	
		AANAAN6515L		5	
HEX-E	15	AANAAN6215L		2	
		AANAAN6315L		3	
		AANAAN6415L		4	
		AANAAN6515L		5	
HEX	25	AANAAN6225L		2	
		AANAAN6325L		3	
		AANAAN6425L		4	
		AANAAN6525L		5	
HEX-E	25	AANAAN6225L		2	
		AANAAN6325L		3	
		AANAAN6425L		4	
		AANAAN6525L		5	
HEX	15	AANAAN7215L	Ø 7.0	2	7
		AANAAN7315L		3	
		AANAAN7415L		4	
		AANAAN7515L		5	
HEX-E	15	AANAAN7215L		2	
		AANAAN7315L		3	
		AANAAN7415L		4	
		AANAAN7515L		5	
HEX	25	AANAAN7225L		2	
		AANAAN7325L		3	
		AANAAN7425L		4	
		AANAAN7525L		5	
HEX-E	25	AANAAN7225L		2	
		AANAAN7325L		3	
		AANAAN7425L		4	
		AANAAN7525L		5	

• Фиксирующий винт в комплекте

Ортопедические компоненты



Абатмент Extra Ez post

Артикул	Диаметр профиля	Высота десны	Высота абатмента (мм)
AANEEH4517L	Ø 4.5	1	7
AANEEH5517L	Ø 5.5	1	
AANEEH6517L	Ø 6.5	1	

- фиксирующий винт в комплекте
- только когда переключение платформ не может быть достигнуто из-за очень тонкой десны или поверхностного расположения имплантата
- используется когда платформа имплантата находится на уровне или над десной
 AANEEH4517 используется с аналогом AANLAF35 (пурпурный)
 AANEEH5517 используется с аналогом AALLAF4055 (синий)
 AANEEH6517 используется с аналогом AALLAF6080 (желтый)



*Применяются только с Ez post

Аналоги имплантата

Артикул	Тип	Цвет
AANLAF35	Для использования с абатментом Extra EZ	Пурпурный
AALLAF6080	Для использования с абатментом Extra EZ	Желтый
AANLAF4055	Базовый	Синий

Thor

- ✓ Доступно и просто
- ✓ Легко использовать
- ✓ Оптимизирован для расщепления гребня
- ✓ Уникальный дизайн



AnyRidge[®] Piezo Удобный, Простой и Мощный Для расщепления тонкого плотного гребня

Bon Ex



Опция

Опция

Экспандер (расширитель)

Артикул	Диаметр	Длина (мм)	Маркировка (мм)
TCMBE2413	Ø 2.4 (Опция)	13	7 / 8.8 / 10 / 11.5
TCMBE2813	Ø 2.8		
TCMBE3313	Ø 3.3		
TCMBE3813	Ø 3.8		
TCMBE4313	Ø 4.3		
TCMBE4813	Ø 4.8 (Опция)		

Опция

Копьевидное сверло

Удлинитель для храпового ключа

Переходник для наконечника


Переходник для храпового ключа

Долото (TCMSC403)

Набор для расщепления гребня (КВЕС3000)




Уровень абатмента / Монолитный абатмент



Ортопедические компоненты

Монолитный абатмент



- используется только для цементной фиксации протеза
- должен фиксироваться в полости рта пациента до слепка
- однокомпонентный
- должен фиксироваться с усилием 35 Нсм
- 4 диаметра профиля
 - должен затягиваться специальной отверткой для монолитного абатмента
 - больший диаметр имеет большую конусность (4 мм - 8 градусов, 5 мм - 10 градусов, 6 мм - 12 градусов, 7 мм - 14 градусов)
- 4 типа высоты десны (2 / 3 / 4 / 5)
- 3 типа высоты абатмента (4 / 5.5 / 7)

Артикул	Диаметр профиля	Высота десны	Высота абатмента (мм)
AANSAL4024	Ø 4.0	2	4
AANSAL4034		3	
AANSAL4044		4	
AANSAL4054		5	
AANSAL4025		2	5.5
AANSAL4035		3	
AANSAL4045		4	
AANSAL4055		5	
AANSAL4027		2	7
AANSAL4037		3	
AANSAL4047		4	
AANSAL4057		5	
AANSAL5024	Ø 5.0	2	4
AANSAL5034		3	
AANSAL5044		4	
AANSAL5054		5	
AANSAL5025		2	5.5
AANSAL5035		3	
AANSAL5045		4	
AANSAL5055		5	
AANSAL5027		2	7
AANSAL5037		3	
AANSAL5047		4	
AANSAL5057		5	

Артикул	Диаметр профиля	Высота десны	Высота абатмента (мм)
AANSAL6024	Ø 6.0	2	4
AANSAL6034		3	
AANSAL6044		4	
AANSAL6054		5	
AANSAL6025		2	5.5
AANSAL6035		3	
AANSAL6045		4	
AANSAL6055		5	
AANSAL6027		2	7
AANSAL6037		3	
AANSAL6047		4	
AANSAL6057		5	
AANSAL7024	Ø 7.0	2	4
AANSAL7034		3	
AANSAL7044		4	
AANSAL7054		5	
AANSAL7025		2	5.5
AANSAL7035		3	
AANSAL7045		4	
AANSAL7055		5	
AANSAL7027		2	7
AANSAL7037		3	
AANSAL7047		4	
AANSAL7057		5	

Ортопедические компоненты


Отвертка для монолитного абатмента



Артикул	Диаметр профиля	Длина (мм)
TANS400	Ø 4	8.5
TANS400		13.5
TANS500	Ø 5	8.5
TANS500		13.5
TANS600	Ø 6	8.5
TANS600		13.5
TANS700	Ø 7	8.5
TANS700		13.5


- для фиксации монолитного абатмента
- цветовая кодировка в зависимости от диаметра абатмента
4 мм - лиловый, 5 мм - синий, 6 мм - желтый, 7 мм - зеленый
- две длины (8.5\13.5 мм)
- напрямую соединяются с динамометрическим ключом

Слепочный колпачок



Артикул	Диаметр профиля
AANSIF440	Ø 4
AANSIF445	
AANSIF470	
AANSIF540	Ø 5
AANSIF555	
AANSIF570	
AANSIF640	Ø 6
AANSIF655	
AANSIF670	
AANSIF740	Ø 7
AANSIF755	
AANSIF770	

- Для слепков с монолитного абатмента
- 3 различных цвета в зависимости от высоты абатмента (4 мм - желтый, 5,5 мм - белый, 7 мм - розовый)
- 4 различных диаметра (4 / 5 / 6 / 7)
- не используется если абатмент был модифицирован по уступу



Защитный колпачок

Артикул	Диаметр профиля	Высота (мм)
AANCCF440	Ø 4	4
AANCCF455		5.5
AANCCF470		7
AANCCF540	Ø 5	4
AANCCF555		5.5
AANCCF570		7
AANCCF640	Ø 6	4
AANCCF655		5.5
AANCCF670		7
AANCCF740	Ø 7	4
AANCCF755		5.5
AANCCF770		7

- защищает стандартный абатмент и минимизирует раздражение языка и слизистой
- может использоваться под временные коронки
- различная цветовая кодировка в зависимости от высоты абатмента
(4 мм - желтый, 5,5 мм - белый, 7 мм - розовый)

Аналог монолитного абатмента



Артикул	Диаметр профиля	Высота (мм)
AANSLF440	Ø 4	4
AANSLF455		5.5
AANSLF470		7
AANSLF540	Ø 5	4
AANSLF555		5.5
AANSLF570		7
AANSLF640	Ø 6	4
AANSLF655		5.5
AANSLF670		7
AANSLF740	Ø 7	4
AANSLF755		5.5
AANSLF770		7

- фиксируется к слепочному колпачку перед отливкой модели

Ортопедические компоненты



Выжигаемый цилиндр

Тип	Артикул	Диаметр профиля
Мостовидный	AANBCB470	Ø 4
	AANBCB570	Ø 5
	AANBCB670	Ø 6
	AANBCB770	Ø 7
Одиночный	AANBCS470	Ø 4
	AANBCS570	Ø 5
	AANBCS670	Ø 6
	AANBCS770	Ø 7

- подбирается на лабораторном аналоге
- легко моделируется и отливается с высокой точностью
- белый цилиндр для мостовидных протезов - без выемки
- красный цилиндр для одиночных коронок - с выемкой



Ример и центральный пин

Артикул	Диаметр профиля	Тип
TANDR	Ø 10	Рукоятка + зажим
TANRDJ40	Ø 4	-
TANRDJ50	Ø 5	
TANRDJ60	Ø 6	
TANRDJ70	Ø 7	

- для устранения заусенцев по краю уступа после отливки
- 4 различных центральных пина в соответствии с диаметром монолитного абатмента

Набор "ВСЕ В ОДНОМ"

Подберите нужный абатмент - остальное мы сделали за Вас

1. Содержимое набора «все в одном»


монокоронный абатмент + слепочный колпачок + защитный колпачок + лабораторный аналог монокоронного абатмента + выжигаемый цилиндр (мостовидный/одиночный)

2. Для заказа набора «все в одном»


При заказе монокоронного абатмента добавьте к артикулу букву "А"

например:


монокоронный абатмент AANSAL5025 = диаметр =5.0\высота десны=2.0\высота абатмента = 5.5. Набор «все в одном» AANSAL5025A будет содержать все необходимые компоненты для протезирования




Уровень абатмента: винтовой абатмент



Ортопедические компоненты



8 С восьмигранником 8 Без восьмигранника



Винтовой абатмент

Артикул	Диаметр профиля	Высота десны (мм)
AANOAF4010	Ø 4.0	1
AANOAF4020		2
AANOAF4030		3
AANOAF4040		4
AANOAF4050		5
AANOAF5010	Ø 5.0	1
AANOAF5020		2
AANOAF5030		3
AANOAF5040		4
AANOAF5050		5
AANOAF6010	Ø 6.0	1
AANOAF6020		2
AANOAF6030		3
AANOAF6040		4
AANOAF6050		5

- используется для изготовления мостовидных конструкций с винтовой транссклюзионной фиксацией
- совместим с системой Strauman
- фиксация специальной отверткой с усилием 35 нсм
- максимальное отклонение имплантатов до 70 градусов

Заживляющий колпачок

Диаметр	Артикул
Ø 4.0	AANOHC4000
Ø 5.0	IHC400
Ø 6.0	AANOHC6000

- защищает винтовой абатмент и предотвращает травму языка и слизистой


Отвертка для винтового абатмента

Артикул	Длина (мм)
MOD300S	7
MOD300L	13

- для фиксации винтового абатмента
- соединяется с динамометрическим ключом

Слепочный трансфер с уровня винтового абатмента для закрытой ложки


Тип	Артикул	Ø профиля	Высота (мм)
с восьмигранником	AAOITO4010	Ø 4.0	7.5
без восьмигранника	AAOITN4010		7.5
с восьмигранником	AAOITO4012	Ø 4.0	9.5
без восьмигранника	AAOITN4012		9.5
с восьмигранником	AAOITO5010	Ø 5.0	7.5
без восьмигранника	AAOITN5010		7.5
с восьмигранником	AAOITO5012	Ø 5.0	9.5
без восьмигранника	AAOITN5012		9.5
с восьмигранником	AAOITO6010	Ø 6.0	7.5
без восьмигранника	AAOITN6010		7.5
с восьмигранником	AAOITO6012	Ø 6.0	9.5
без восьмигранника	AAOITN6012		9.5




Диаметр профиля



8
С восьмигранником
Без восьмигранника



8
С восьмигранником
Без восьмигранника



Слепочный трансфер с уровня винтового абатмента для открытой ложки

Тип	Артикул	Высота (мм)	Ø профиля
С восьмигранником	AAOIPO4010	10	Ø 4.0
Без восьмигранника	AAOIPN4010		
С восьмигранником	AAOIPO4012	12	Ø 4.0
Без восьмигранника	AAOIPN4012		
С восьмигранником	AAOIPO5010	10	Ø 5.0
Без восьмигранника	AAOIPN5010		
С восьмигранником	AAOIPO5012	12	Ø 5.0
Без восьмигранника	AAOIPN5012		
С восьмигранником	AAOIPO6010	10	Ø 6.0
Без восьмигранника	AAOIPN6010		
С восьмигранником	AAOIPO6012	12	Ø 6.0
Без восьмигранника	AAOIPN6012		

Лабораторный аналог

Диаметр профиля (мм)	Артикул
Ø 3.8	AANOLA4000
Ø 4.8	IOA300
Ø 5.8	AANOLA6000


Временный цилиндр

Тип	Диаметр	Артикул
С восьмигранником	Ø 4.0	AAOTCO4010
Без восьмигранника		AAOTCN4010
С восьмигранником	Ø 5.0	AAOTCO5010
Без восьмигранника		AAOTCN5010
С восьмигранником	Ø 6.0	AAOTCO6010
Без восьмигранника		AAOTCN6010

Цилиндр EZ Post

Тип	Артикул	Высота (мм)	Ø профиля
С восьмигранником	AAOECO4005	5.5	Ø 4.0
	AAOECO4007	7.0	
Без восьмигранника	AAOECN4005	5.5	Ø 4.0
	AAOECN4007	7.0	
С восьмигранником	AAOECO5005	5.5	Ø 5.0
	AAOECO5007	7.0	
Без восьмигранника	AAOECN5005	5.5	Ø 5.0
	AAOECN5007	7.0	
С восьмигранником	AAOECO6005	5.5	Ø 6.0
	AAOECO6007	7.0	
Без восьмигранника	AAOECN6005	5.5	Ø 6.0
	AAOECN6007	7.0	

Уровень абатмента



Золотой приливаемый цилиндр (Octa)

Тип	Артикул	Ø Диаметр профиля
с восьмигранником	AANGCO4000	Ø 4.0
без восьмигранника	AANGCN4000	
с восьмигранником	IOGO100	Ø 5.0
без восьмигранника	IOGN100	
с восьмигранником	AANGCO6000	Ø 6.0
без восьмигранника	AANGCN6000	

- винт в комплекте
- только с благородными сплавами
- для изготовления индивидуальных каркасов с трансклюзионной фиксацией
- температура плавления: 1400 - 1450°C
- бороздки на пластиковой основе улучшают ретенцию воска/пластмассы
- 3 размера (4, 5, 6 мм)
- рекомендованный торк: 30 Н/см



ССМ Цилиндр (КХС)

Тип	Артикул	Ø Диаметр профиля
с восьмигранником	AANCCO4000	Ø 4.0
без восьмигранника	AANCCN4000	
с восьмигранником	AANCCO5000	Ø 5.0
без восьмигранника	AANCCN5000	
с восьмигранником	AANCCO6000	Ø 6.0
без восьмигранника	AANCCN6000	

- винт в комплекте
- бороздки на пластиковой основе улучшают ретенцию воска/пластмассы
- рекомендованный торк: 30 Н/см




Пластиковый выжигаемый цилиндр

Тип	Артикул	Ø Диаметр профиля
с восьмигранником	AAOTCO4000	Ø 4.0
без восьмигранника	AAOTCN4010	
с восьмигранником	IOPH100	Ø 5.0
без восьмигранника	IOPN100	
с восьмигранником	AAOTCO6010	Ø 6.0
без восьмигранника	AAOTCN6010	

- винт в комплекте
- может использоваться любой сплав
- экономичный
- бороздки на пластиковой основе улучшают ретенцию воска/пластмассы

Съёмное протезирование



Шариковые абатменты



Шариковый абатмент

Артикул	Диаметр (мм)	Высота десны (мм)
AANBAF0000	Ø 3.1	0
AANBAF0020		2
AANBAF0040		4
AANBAF0060		6

- используется для фиксации съемных протезов с опорой на мягкие ткани
- в случае значительной резорбции кости, при невозможности установки большого количества имплантатов и изготовления несъемного протеза
- плохая фиксация уже имеющегося съемного протеза
- совместимы с Dalbo Plus



Отвертка для шарикового абатмента

Артикул	Длина (мм)
TBT250S	11
TBT250L	18



Лабораторный аналог шарикового абатмента

Артикул
AANLAB
• Антиротационный



Слепочный колпачок

Артикул
АСМВІС



Защитный колпачок

Артикул
АСМСС



Матрица O-ring

Артикул	Компоненты
АСМОАS1000	Держатель кольца/кольцо



Матрица

Артикул	Компоненты
АСМFAS1000	Пластиковый колпачок/держатель

- Пластиковые аттачменты

Абатменты Kerator



Абатмент kerator (совместим с локаторами)

Артикул	Диаметр профиля (мм)	Высота (мм)
IDM-AR401	Ø 4.0	1
IDM-AR402		2
IDM-AR403		3
IDM-AR404		4
IDM-AR405		5
IDM-AR406		6

- легкое введение (самонаправляющий дизайн)
- самая низкая высота в мире
- двойная ретенция (внутренняя и наружная ретенция гарантирует долгий срок службы)
- эластичное соединение KERATOR с великолепной мобильностью
- аттачменты Kerator могут быть использованы с не параллельными имплантатами - при этом используются угловые абатменты и расширенный ряд матриц для расхождения до 40 градусов



Инструмент для замены матриц

Артикул

IDM-KMH001



Отвертка Kerator

Артикул

IDM-KMH001




Набор матриц Kerator

Артикул

IDM-D091018



- В набор входят: Набор матриц Kerator + внутренняя часть Kerator



ПОДНИМИТЕСЬ НА ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ МАСТЕРСТВА



Имплантационная система **AnyRidge** рекомендуется к использованию только опытными докторами, поэтому для получения прав на использование системы **AnyRidge** в своей практике, доктор должен пройти обучение в авторизованном учебном центре Дентал Гуру или в его филиалах.



Благодаря этим курсам вы сможете:

- ✓ добиться отличной первичной стабилизации в любом типе кости
- ✓ легко и быстро провести расщепление даже самого тонкого гребня самым имплантатом
- ✓ установить имплантаты сразу после удаления зуба без предварительного сверления
- ✓ добиться великолепного эстетического результата при протезировании на имплантатах
- ✓ максимально сохранить костную ткань при установке имплантата
- ✓ абсолютно безопасно провести все виды синус-лифтинга, в том числе и гребневой
- ✓ установить имплантат вместе с постоянным абатментом и временной коронкой за 5 минут



После успешного прохождения курсов, тестирования и проверки первичной документации выдается сертификат с уникальным идентификационным номером



www.implantshop.ru



www.td.dentalgu.ru



www.anyridge.com



www.imegagen.ru



www.imegagen.com



Официальный дистрибьютор системы AnyRidge®
от компании MegaGen® по России и СНГ.

Тел./факс: (495) 627-637-0 E-mail: info@implantshop.ru www.implantshop.ru

www.anyridge.com